



CU-SP1 日常点検項目 ■■■■■■■✔



正常な状態



エラー状態



エラー状態表示



機器にエラーがあることを示しています。



バッテリー残量が不足していることを示しています。



両用電極パッドが、使用済、期限切れ、またはセルフテストでエラーを感知しました。

* 緊急時 (使用時)には119番に電話してください。

* 詳しい製品の使い方及び点検方法は、取扱説明書をご覧ください。

* 点検の結果、製品に異常がある場合は、販売店もしくは、コールセンターにお問い合わせください。

* AEDコールセンター:0120-910-256

* 使用後は電極パッドを交換して必ずバッテリー装着テストを行ってください。

CU-SP1 日常点検表 ■■■■■■■✔

製品情報	設置年月日		
	シリアル番号	管理者氏名	

点検者氏名	年 月			年 月			年 月																																																																																									
点検年月	点検日																																																																																															
<div style="border: 1px solid green; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 10px;">正常な状態</div> <div style="border: 1px solid red; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 10px;">エラー状態</div>	1	16	1	16	1	16	2	17	2	17	2	17	3	18	3	18	3	18	4	19	4	19	4	19	5	20	5	20	5	20	6	21	6	21	6	21	7	22	7	22	7	22	8	23	8	23	8	23	9	24	9	24	9	24	10	25	10	25	10	25	11	26	11	26	11	26	12	27	12	27	12	27	13	28	13	28	13	28	14	29	14	29	14	29	15	30	15	30	15	30	31		31		31	

日常点検表記入例

正常な状態の時は○

エラー状態の時は×

日常点検表は下記よりダウンロードできます。

<http://www.japan-cu.com>

1) 販売店名: _____

2) 電話番号: _____